



CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO	PAIETE DE CRIOPRESERV. 0,5 ML	CÓDIGO	001686
APRESENTAÇÃO	10 ENVELOPES COM 05 PAIETES CADA	LOTE	000007A/13082-5
DT. ESTERILIZAÇÃO	03/04/2018	DT. VALIDADE	03/04/2020

USO INDICADO	O PAIETE DE CRIOPRESERVAÇÃO INGÁMED é destinado para o armazenamento de sêmen, embriões e óocitos em nitrogênio líquido (-196°C) por longos períodos, para procedimentos de reprodução assistida.
APLICAÇÃO	Produto laboratorial de uso único, descartar após o uso.
ARMAZENAMENTO E CUIDADOS	Após o processo de esterilização por óxido de etileno, a embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril. Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.

MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	As matérias-primas e insumos utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Qualidade. Todos os materiais são atóxicos e hipoalergênicos.
-------------------------------	---

ANÁLISES E ENSAIOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
Análise Microbiológica	Endotoxina (EU/ mL)	</= 0,5 EU/mL	CONFORME
Análise Microbiológica	Esterilidade	Ausência de Bactérias, Bolores e Leveduras	CONFORME

RESP. ANÁLISE:	ISABELLA
RESP. CONFERÊNCIA:	FERNANDA