



## CERTIFICADO DE ANÁLISE

<b>PRODUTO</b>	PIPETA PASTEUR 230MM	<b>CÓDIGO</b>	001990
<b>APRESENTAÇÃO</b>	10 PIPETAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE	<b>LOTE</b>	000038A/13736-5
<b>DT. ESTERILIZAÇÃO</b>	24/10/2018	<b>DT. VALIDADE</b>	24/10/2020

<b>USO INDICADO</b>	Pipeta pasteur de vidro para micromanipulação de oócitos.
<b>APLICAÇÃO</b>	Produto laboratorial de uso único, descartar após o uso.
<b>ARMAZENAMENTO E CUIDADOS</b>	Após o processo de esterilização por óxido de etileno, a embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril. Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.

<b>MATÉRIA PRIMA E INSUMOS</b>	As matérias-primas e insumos utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Qualidade. Todos os materiais são atóxicos e hipoalergênicos.
--------------------------------	---

ANÁLISES E ENSAIOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	ESTERILIDADE	AUSÊNCIA DE ORGANISMOS VIÁVEIS	CONFORME
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	ENDOTOXINA	</= 0,5 UE/ML	CONFORME
ANÁLISE BIOLÓGICA	BIOENSAIO COM EMBRIÃO DE CAMUNDONGO	>/= 70%	100%

<b>RESP. ANÁLISE:</b>	ISABELLA
<b>RESP. CONFERÊNCIA:</b>	MIRELLA