



CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO:	INGA SPERM FREEZING 2X5ML	INSPEÇÃO:	000737
APRESENTAÇÃO:	2 FRASCOS DE 5 ML CADA	LOTE:	19060394
DT. PRODUÇÃO:	28/06/2019	DT. VALIDADE:	27/06/2020

USO INDICADO	Indicado para procedimentos de Fertilização in vitro
APLICAÇÃO	O INGÁ SPERM FREEZING é destinado à criopreservação de sêmen humano para uso em procedimentos de reprodução assistida e é efetivo na preservação do espermatozoide por longos períodos de congelamento.
ARMAZENAMENTO	Armazenar em temperatura inferior a -20 °C. Transportar entre 2 a 8 °C.
MATERIA PRIMA E INSUMOS	As materiais-primas utilizadas pela Ingámed são submetidas a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos Ingámed são fabricados seguindo as Boas Práticas de Fabricação

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
ANÁLISE BIOLÓGICA	RECUPERAÇÃO DA MOTILIDADE DE ESPERMATOZOÍDES A PÓS CRIOPRESERVAÇÃO E POSTERIOR AQUECIMENTO DE SÊMEN	>/= 35%	CONFORME
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	APARÊNCIA	COLORAÇÃO AMARELADA	CONFORME
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	MATERIAL PARTICULADO	AUSENTE	CONFORME
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	pH	7,0 A 7,4	7,25
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	ESTERILIDADE	AUSENÇA DE BACTÉRIAS, BOLORES E LEVEDURAS	Conforme
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	ENDOTOXINA	</= 3,0 EU/mL	Conforme

RESPONSÁVEL ANÁLISE:	GEAN
RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:	MIRELLA