



CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto	GV Blast Ingámed 30 mL	Código	50080001
Apresentação	01 Frasco de 30 mL	Lote	20010008
Data Fabricação	08/01/2020	Data Validade	18/03/2020

Uso Indicado	Indicado para procedimento de Fertilização in Vitro.
Aplicação	Cultura e Fertilização do dia 0 ao dia 5.
Armazenamento	Armazenar entre 2 a 8°C. Evitar exposição ao excesso de calor e umidade.

Matéria prima e Insumos	As matérias primas e insumos utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação.
--------------------------------	--

Análises e Ensaios		Especificação	Resultado
Análises Físico-Químicas	Aparência	Límpida	Conforme
	Material particulado	Ausente	Conforme
	pH (37°C / atmosfera 6% de CO ₂)	7,2 a 7,4	7,26
	Osmolaridade	260 a 270 mOsm/Kg	264
Análises Microbiológicas	Esterilidade	Ausência de bactérias, bolores e leveduras.	Conforme
	Endotoxina	≤ 0,50 EU/mL	≤ 0,50
Análise Biológica	Bioensaio com embriões de camundongo	≥ 80%	100%


Mirella Moretti Hachimine
CRF/PR 12437