



CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto	CRYO INGÁ INCOLOR CX 20UN	Código	50090001
Apresentação	Contém 20 envelopes com 01 CRYO INGÁ cada	Lote	20010011
Data Fabricação	09/01/2020	Data Validade	08/01/2022

Uso Indicado	Haste para vitrificação de gametas e embriões estéreis em óxido de etileno.
Aplicação	Produto laboratorial de uso único. Descartar após o uso.
Armazenamento	Após o processo de esterilização por óxido de etileno, a embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril. Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto. Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.

Matéria prima e Insumos	As matérias primas e insumos utilizados pela Ingamed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação. Todos os materiais são atóxicos e hipoalergênicos.
--------------------------------	---

Análises e Ensaios		Especificação	Resultado
PA Haste Visual	Visual	Olhar contra a luz e avaliar se há não conformidades	Conforme
Ensaio Mecânico	Teste de resistência ao nitrogênio líquido à temperatura de - 196° por 24 horas e Teste de Tração	Resistente	Conforme
Análises Microbiológicas	Esterilidade	Ausência de bactérias, bolores e leveduras.	Conforme
	Endotoxina	≤ 0,50 EU/mL	≤ 0,50
Análise Biológica	Toxicidade em embriões de camundongo	≥ 70%	100%


Mirélla Moretti Hachimine
CRF/PR 12437

Para mais informações acesse: <http://www.ingamed.com.br> ou ligue: 0800-7024650