



#### INSTRUÇÕES DE USO – GV MOPS

- O meio GV MOPS já contém suplementação proteica.
- O meio deve ser utilizado em procedimentos realizados fora da incubadora, como manipulação dos oócitos, preparo do sêmen e injeção intracitoplasmática de espermatozoides.
- O meio GV MOPS é indicado para a coleta de oócitos após equilíbrio a temperatura de 37°C e atmosfera ambiente.
- E para manipulação de oócitos e embriões o meio GV MOPS deve ser aquecido a 37°C e atmosfera ambiente.

**INGÁMED – Materiais Medico Hospitalares LTDA – EPP**  
CNPJ: 21.016.404/0001-43      Insc. Estadual: 90675653-60