



## CERTIFICADO DE ANÁLISE

<b>Produto</b>	Micropipeta Denudação 135 $\mu$ M		
<b>Apresentação</b>	20 unidades		
<b>Lote Ingámed</b>	20070499		
<b>Lote Fornecedor</b>	44200203		
<b>Data Fabricação</b>	05/2020	<b>Validade</b>	04/2023

<b>Indicação de Uso</b>	Indicado para procedimento de Fertilização in Vitro. Manipulação e denudação de oócitos e embriões humanos.
<b>Material</b>	Polycarbonato transparente, flexível e reto.
<b>Armazenamento</b>	Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto.
<b>Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, aberta ou úmida.</b>	

<b>Análises e Ensaios</b>		<b>Resultado</b>
Análises Microbiológicas	Endotoxina	Conforme (Declaração de Conformidade do Fabricante em anexo)
Análise Biológica	Bioensaio com embriões de camundongo	Conforme (Declaração de Conformidade do Fabricante em anexo)

*Mirella Moretti Hachimine*  
Mirella Moretti Hachimine  
Farmacêutica RT – CRF/PR 12437