



CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO:	GV BLAST TOTAL 30ML	INSPEÇÃO:	001696
APRESENTAÇÃO:	01 FRASCO DE 30 ML	LOTE:	20030169
DT. PRODUÇÃO:	11/03/2020	DT. VALIDADE:	09/06/2020

USO INDICADO	Indicado para procedimentos de Fertilização In Vitro
APLICAÇÃO	Cultura e Fertilização do dia 0 ao dia 5
ARMAZENAMENTO	Armazenar entre 2 a 8 °C. Evitar exposição ao excesso de calor e umidade.
MATERIA PRIMA E INSUMOS	As matérias primas e insumos utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA	Material Particulado	Ausente	CONFORME
ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA	Aparência	Límpida	CONFORME
ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA	pH(37°C a 6,5% de CO ₂)	De 7,2 a 7,4 a 37°C	7,30
ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA	Osmolaridade	De 260 a 270	265
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	Esterilidade	Ausência de micro organismos viáveis	CONFORME
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	Endotoxina	<0,5 UE/ml	CONFORME
ANÁLISE BIOLÓGICA	Bioensaio com embriões de camundongo	Taxa de sobrevivência >= 80%	100%

RESPONSÁVEL ANÁLISE:	GEAN
RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:	MIRELLA