



CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO:	GV BLAST TOTAL INGAMED 30 ML	INSPEÇÃO:	001965
APRESENTAÇÃO:		LOTE:	20060365
DT. PRODUÇÃO:	09/06/2020	DT. VALIDADE:	06/12/2020

USO INDICADO	
APLICAÇÃO	
ARMAZENAMENTO	
MATERIA PRIMA E INSUMOS	

ANALISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
ANALISE FISICO QUIMICA	Material Particulado	Ausente	CONFORME
ANALISE FISICO QUIMICA	Aparência	Límpida	CONFORME
ANALISE FISICO QUIMICA	pH(37°C a 6,5% de CO2	De 7,2 a 7,4 a 37°C	7,30
ANALISE FISICO QUIMICA	Osmolaridade	De 260 a 270	264
ANALISE MICROBIOLÓGICA	Esterilidade	Ausência de micro organismos viáveis	CONFORME
ANALISE MICROBIOLÓGICA	Endotoxina	<0,5 UE/ml	CONFORME
ANALISE BIOLÓGICA	Bioensaio com embriões de camundongo	Taxa de sobrevivência >= 80%	100%

RESPONSÁVEL ANÁLISE:	GEAN
RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:	MIRELLA