



CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto	Pipeta Pasteur 230mm CX 10un	Código	50090005
Apresentação	10 pipetas embaladas individualmente	Lote	20070464
Data Fabricação	13/07/2020	Data Validade	2 anos

Indicação de Uso	Pipeta Pasteur de vidro para micromanipulação de oócitos.
Aplicação	Produto laboratorial de uso único, descartar após o uso.
Armazenamento	Após o processo de esterilização por óxido de etileno a embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril. Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto.
Matéria-Prima e Insumos	As matérias-primas e insumos utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são fabricados seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Qualidade. Todos os materiais são atóxicos e hipoalergênicos.
Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, aberta ou úmida.	

Análises		Especificação	Resultados
Análise Biológica	Teste de toxicidade em embriões de camundongos	≥ 70%	100%
Análise Visual	Visual	Utilizando luminária, olhar contra a luz para verificar se há não conformidades	CONFORME
Esterilidade	Laudo de esterilidade e cromatografia de gases residuais da empresa de esterilização	Estéril / Conforme	CONFORME

Mirella Moretti Hachimine
Farmacêutica RT – CRF/PR 12437