

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO:	CRYO INGA INCOLOR CX 20UN	INSPEÇÃO:	002981
APRESENTAÇÃO:	CONTÉM 20 ENVELOPES COM 01 CRYO-INGÀ CADA	LOTE:	21030233/16312-5
DT. PRODUÇÃO:	22/03/2021	DT. VALIDADE:	22/03/2023

USOINDICADO	Haste para vitrificação de gametas e embriões estéreis em óxido de etileno.	
APLICAÇÃO	Produto laboratorial de uso único, descartar após o uso.	
ARMAZENAMENTO	Após o processo de esterilização por óxido de etileno, a embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido	
	como estéril. Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a	
	integridade do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.	
MATERIA PRIMA	As matérias-primas e insumos utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de	
E	Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios	
INSUMOS	aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de	
	Fabricação e Controle de Qualidade. Todos os materiais são atóxicos e hipoalergênicos.	

ANÁLISES E	RESULTADOS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	TESTE DE ENDOTOXINA	=0,5 EU/mL</td <td>CONFORME</td>	CONFORME
ANÁLISE BIOLÓGICA	TESTE DE TOXICIDADE EM EMBRIÕES DE CAMUNDONGO	>/=70%	95%
PA HASTE VISUAL	VISUAL	Olha contra a luz para ver se há não conformidades Luminária	CONFORME
ENSAIO MECÂNICO	TESTE DE RESISTÊNCIA AO NITROGÊNIO LÍQUIDO (TEMPERATURA -196°C) POR 24 HORAS E TESTE DE TRAÇÃO	Resistente	CONFORME
PA LAUDO ESTERILIZAÇÃO ETO	LAUDO ESTERILIDADE E CROMATOGRAFICA DE GASES RESIDUAIS	LAUDO DA CLEAN ESTERILIZAÇÃO INDUSTRIAL	CONFORME

RESPONSÁVEL ANÁLISE:	ISABELLA
RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA	LAIS