



## CERTIFICADO DE ANÁLISE

<b>Produto</b>	Micropipeta Denudação 175 µM	<b>Código</b>	70020012
<b>Apresentação</b>	20 unidades	<b>Lote</b>	44190103
<b>Data Fabricação</b>	31/01/2019	<b>Data Validade</b>	31/01/2022

<b>Indicação de Uso</b>	Indicado para procedimento de Fertilização in Vitro. Manipulação e denudação de oócitos e embriões humanos.
<b>Material</b>	Policarbonato transparente, flexível e reto.
<b>Armazenamento</b>	Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto.
<b>Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, aberta ou úmida.</b>	

Análises e Ensaios		Resultado
Análises Microbiológicas	Endotoxina	Conforme (Declaração de Conformidade do Fabricante em anexo)
Análise Biológica	Bioensaio com embriões de camundongo	Conforme (Declaração de Conformidade do Fabricante em anexo)

  
Mirella Moretti Hachimine  
Farmacêutica RT - CRF/PR 12437



## CERTIFICADO DE ANÁLISE

<b>Produto</b>	Micropipeta Denudação 175 µM	<b>Código</b>	70020012
<b>Apresentação</b>	20 unidades	<b>Lote</b>	44190203
<b>Data Fabricação</b>	30/04/2019	<b>Data Validade</b>	30/04/2022

<b>Indicação de Uso</b>	Indicado para procedimento de Fertilização in Vitro. Manipulação e denudação de oócitos e embriões humanos.
<b>Material</b>	Policarbonato transparente, flexível e reto.
<b>Armazenamento</b>	Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto.
<b>Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, aberta ou úmida.</b>	

Análises e Ensaios		Resultado
Análises Microbiológicas	Endotoxina	Conforme (Declaração de Conformidade do Fabricante em anexo)
Análise Biológica	Bioensaio com embriões de camundongo	Conforme (Declaração de Conformidade do Fabricante em anexo)

Mirella Moretti Hachimine  
Mirella Moretti Hachimine  
Farmacêutica RT - CRF/PR 12437