




CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto	Micropipeta Denudação 200 µM	Código	70020013
Apresentação	20 unidades	Lote	44190303
Data Fabricação	31/07/2019	Data Validade	31/07/2022

Indicação de Uso	Indicado para procedimento de Fertilização in Vitro. Manipulação e denudação de oócitos e embriões humanos.
Material	Polycarbonato transparente, flexível e reto.
Armazenamento	Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto.
Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, aberta ou úmida.	

Análises e Ensaios		Resultado
Análises Microbiológicas	Endotoxina	Conforme (Declaração de Conformidade do Fabricante em anexo)
Análise Biológica	Bioensaio com embriões de camundongo	Conforme (Declaração de Conformidade do Fabricante em anexo)


Mirella Moretti Hachimine
Farmacêutica RT – CRF/PR 12437