



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA

Rua Universitária, 2069, Jd.Universitário-Fone (45)3220-3156 Fax (45) 3220-3280 - 3324-2499 CEP 85819-110 - Campus de Cascavel

LAUDO TESTE TOXICIDADE INGASE (INGÁMED®)

Empresa solicitante: Ingá – Materiais Médico Hospitalares Ltda	
Endereço: Rod. Osvaldo Pacheco de Lacerda, 720 - Parque Industrial - CEP: 87065-160 - Maringá - PR	
Produto: INGASE	Lote: 22050338

1. Metodologia:

1.1 Animais: Camundongos (*Mus musculus*) fêmeas e machos B6CF1 (C57BL/6 X BALB/c) provenientes do Biotério Central – UNIOESTE/Cascavel-PR, com 4 a 6 semanas de idade, mantidas em ciclo de luz com 12/12 horas claro/escuro e temperatura média de 22 °C, com água e ração *ad libitum*.

1.2 Estimulação ovariana: 10 UI de eCG (Gonadotrofina Coriônica Eqüina – Novonorm - Zoetis) foram administrados por via intraperitoneal nas fêmeas. Após 48 horas, foram administrados 10 UI de hCG (Gonadotrofina Coriônica Humana – Choriomon - UCB Biopharma). Embriões de 2 células foram coletados 45 horas após a administração da hCG.

1.3 Toxicidade: Cinco a dez embriões foram mantidos em gotas de 30 µL de meio Ingase (Ingámed®), cobertas com parafina líquida, em placas de poliestireno (15x35 mm, Ingámed®) por 2 horas a 37 °C em incubadora.

1.4 Cultivo: 20 (vinte) embriões foram transferidos para microgotas de 30 µL de meio de cultivo GV Blast Total (Ingámed®), em placas de poliestireno (15x35 mm, Ingámed®) mantidas em incubadora a 37 °C e 6,5% CO₂. Os embriões do grupo controle foram cultivados em placas de poliestireno (15x35 mm, Ingámed®), diretamente no meio de cultivo CSCM (Irvine®). Após 96 h de cultivo, a taxa de blastocistos (%) foi avaliada.

2. Resultados

Produto avaliado	Lote	Meio de cultivo	Taxa de blastocistos (%)	Data de realização
Grupo teste - Ingase	22050338	GV Blast Total (Ingámed®)	95	14/06/2022
Grupo controle	-----	CSCM (Irvine®)	100	14/06/2022

Cascavel, 14 de junho de 2022



Dra. Fernanda GiacominiBueno

Responsável técnica CRF 20249

Laboratório de Farmacologia

Universidade Estadual do Oeste do Paraná