



# CERTIFICADO DE ANÁLISE

MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES

|                      |   |                      |            |
|----------------------|---|----------------------|------------|
| <b>PRODUTO:</b>      | MICROPIPETA DENUDACAO INGAMED 300UM CX 20UN | <b>INSPEÇÃO:</b>     | 004808     |
| <b>APRESENTAÇÃO:</b> | CAIXA COM 20 UNIDADES                       | <b>LOTE:</b>         | 22090600   |
| <b>DT. PRODUÇÃO:</b> | 30/09/2022                                  | <b>DT. VALIDADE:</b> | 31/07/2025 |

|  |   |
|--|---|
| <b>USO INDICADO</b>                    | Indicada para a manipulação de oócitos e embriões.  |
| <b>APLICAÇÃO</b>                       | Usada na manipulação de oócitos e embriões, evitando arranhões na superfície ou rupturas. |
| <b>ARMAZENAMENTO</b>                   | Armazenar em temperatura ambiente, protegido do calor e umidade.                          |
| <b>MATERIA PRIMA<br/>E<br/>INSUMOS</b> | Policarbonato   |

| ANÁLISES E RESULTADOS |                                      | ESPECIFICAÇÃO                         | RESULTADO |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| BIOMEA                | BIOENSAIO COM EMBRIÕES DE CAMUNDONGO | TAXA DE SOBREVIVÊNCIA > 80%           | 90,48%    |
| ESTERIL RG            | ESTERILIDADE                         | AUSÊNCIA DE MICROORGANISMOS VIÁVEIS   | CONFORME  |
| DIRETIVA EEC 93/42    | DIRETIVA EEC 93/42                   | CONFORMIDADE COM A DIRETIVA EEC/93/42 | CONFORME  |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>RESPONSÁVEL ANÁLISE:</b>     | LUISMAR |
| <b>RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:</b> | LUISMAR |