



CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO:	INGÁ SPERM FREEZING 2X5ML	INSPEÇÃO:	006429
APRESENTAÇÃO:	2 FRASCOS DE 5 ML CADA	LOTE:	24010012
DT. PRODUÇÃO:	09/01/2024	DT. VALIDADE:	09/01/2025

USO INDICADO	Indicado para procedimentos de Fertilização in vitro
APLICAÇÃO	O INGÁ SPERM FREEZING é destinado à criopreservação de sêmen humano para uso em procedimentos de reprodução assistida e é efetivo na preservação do esperma por longos períodos de congelamento.
ARMAZENAMENTO	Armazenar em temperatura inferior a -10°C. Transportar entre 2 a 8°C.
MATERIA PRIMA E INSUMOS	As materiais-primas utilizadas pela Ingámed são submetidas a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos Ingámed são fabricados seguindo as Boas Práticas de Fabricação

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
ANÁLISE BIOLÓGICA	RECUPERAÇÃO DA MOTILIDADE DE ESPERMATOZOIDES APÓS CRIOPRESERVAÇÃO E POSTERIOR AQUECIMENTO DE SÊMEN	>= 35%	40%
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	APARÊNCIA	COLORAÇÃO AMARELADA	CONFORME
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	MATERIAL PARTICULADO	AUSENTE	CONFORME
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	pH	7,0 A 7,4	7,33
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	ESTERILIDADE	AUSÊNCIA DE BACTÉRIAS, BOLORES E LEVEDURAS	CONFORME
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	ENDOTOXINA	<= 3,0 EU/mL	CONFORME

RESPONSÁVEL ANÁLISE:	GEAN
RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:	ELIZIA