



# CERTIFICADO DE ANÁLISE

MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES

<b>PRODUTO:</b>	OLEO MINERAL INGAMED 100ML	<b>INSPEÇÃO:</b>	005436
<b>APRESENTAÇÃO:</b>	Cada caixa contém 1 frasco de 100ml	<b>LOTE:</b>	23030215
<b>DT. PRODUÇÃO:</b>	27/03/2023	<b>DT. VALIDADE:</b>	27/03/2024

<b>USO INDICADO</b>	Indicado para prevenir a evaporação e alteração do pH e da osmolaridade nos procedimentos de reprodução assistida.
<b>APLICAÇÃO</b>	Utilizado para cobrir o meio. Recomendado para manipulação e culturas de células em volumes reduzidos, onde as alterações de osmolaridade e pH são críticas.
<b>ARMAZENAMENTO</b>	Armazenar os recipiente fechados, protegidos da luz, entre 2 e 8 °C.
<b>MATERIA PRIMA E INSUMOS</b>	Os materiais utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação.

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
ANALISE BIOLÓGICA	Bioensaio com embriões de camundongo	Taxa de sobrevivência $\geq 80\%$	100%
ANALISE FÍSICO QUÍMICA	Aparência	Límpida	CONFORME
ANALISE FÍSICO QUÍMICA	Material particulado	Ausente	CONFORME
ANALISE MICROBIOLÓGICA	Esterilidade	Ausência de bactérias, bolores e leveduras	CONFORME
ANALISE MICROBIOLÓGICA	Endotoxina	$\leq 0,5$ UE/ml	CONFORME

<b>RESPONSÁVEL ANÁLISE:</b>	GEAN
<b>RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:</b>	LUISMAR