



CERTIFICADO DE ANÁLISE

MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES

PRODUTO:	OLEO MINERAL INGAMED 100ML	INSPEÇÃO:	005783
APRESENTAÇÃO:	Cada caixa contém 1 frasco de 100ml	LOTE:	23060432
DT. PRODUÇÃO:	28/06/2023	DT. VALIDADE:	28/06/2024

USO INDICADO	Indicado para prevenir a evaporação e alteração do pH e da osmolaridade nos procedimentos de reprodução assistida.
APLICAÇÃO	Utilizado para cobrir o meio. Recomendado para manipulação e culturas de células em volumes reduzidos, onde as alterações de osmolaridade e pH são críticas.
ARMAZENAMENTO	Armazenar os recipiente fechados, protegidos da luz, entre 2 e 8 °C.
MATERIA PRIMA E INSUMOS	Os materiais utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação.

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
ANALISE BIOLÓGICA	Bioensaio com embriões de camundongo	Taxa de sobrevivência $\geq 80\%$	100%
ANALISE FÍSICO QUÍMICA	Aparência	Límpida	CONFORME
ANALISE FÍSICO QUÍMICA	Material particulado	Ausente	CONFORME
ANALISE MICROBIOLÓGICA	Esterilidade	Ausência de bactérias, bolores e leveduras	CONFORME
ANALISE MICROBIOLÓGICA	Endotoxina	$\leq 0,5$ UE/ml	CONFORME

RESPONSÁVEL ANÁLISE:	FRANCIELE
RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:	LUISMAR