

<b>PRODUTO:</b>	OLEO MINERAL INGAMED 100ML	<b>INSPEÇÃO:</b>	007810
<b>APRESENTAÇÃO:</b>	Cada caixa contém 1 frasco de 100ml	<b>LOTE:</b>	25010052
<b>DT. PRODUÇÃO:</b>	20/01/2025	<b>DT. VALIDADE:</b>	20/01/2026

<b>USO INDICADO</b>	Indicado para prevenir a evaporação e alteração do pH e da osmolaridade nos procedimentos de reprodução assistida.
<b>APLICAÇÃO</b>	Utilizado para cobrir o meio. Recomendado para manipulação e culturas de células em volumes reduzidos, onde as alterações de osmolaridade e pH são críticas.
<b>ARMAZENAMENTO</b>	Armazenar os recipiente fechados, protegidos da luz, entre 2 e 8 °C.
<b>MATERIA PRIMA E INSUMOS</b>	Os materiais utilizados pela Ingamed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação.

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
ANALISE BIOLOGICA	Bioensaio com embriões de camundongo	Taxa de blastocistos = 80%	100%
ANALISE FISICO QUIMICA	Aparência	Límpida	CONFORME
ANALISE FISICO QUIMICA	Material particulado	Ausente	CONFORME
ANALISE MICROBIOLOGICA	Esterilidade	Ausência de bactérias, bolores e leveduras	CONFORME
ANALISE MICROBIOLOGICA	Endotoxina	$\leq 0,5$ UE/ml	CONFORME

<b>RESPONSÁVEL ANÁLISE:</b>	GEAN
<b>RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:</b>	MELISSA