

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES

<b>PRODUTO:</b>	PLACA DE CULTURA EM PS DE 20X90 PCT 20UN	<b>INSPEÇÃO:</b>	007859
<b>APRESENTAÇÃO:</b>	CONTÉM 20 PLACAS ESTÉREIS EMB. INDIVIDUALMENTE	<b>LOTE:</b>	24110744
<b>DT. PRODUÇÃO:</b>	26/11/2024	<b>DT. VALIDADE:</b>	26/11/2029

<b>USO INDICADO</b>	Placa de cultura para manipulação de embriões e gametas.
<b>APLICAÇÃO</b>	Produto laboratorial de uso único, descartar após o uso.
<b>ARMAZENAMENTO</b>	Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.
<b>MATERIA PRIMA E INSUMOS</b>	Poliestireno.

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
PA LABWARE VISUAL	VISUAL	Luminária Olha contra a luz para ver se há não conformidades	CONFORME
ANÁLISE BIOLÓGICA	TESTE DE TOXICIDADE EM EMBRIÕES DE CAMUNDONGO	Taxa de blastocistos = 80%	100%
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	TESTE DE ENDOTOXINA	<=0,5 EU/mL	CONFORME
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	TESTE DE ESTERILIDADE	Ausência de bolores, bactérias e leveduras	CONFORME

<b>RESPONSÁVEL ANÁLISE:</b>	ISABELLA
<b>RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:</b>	MELISSA