



# CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES

|               |                                     |               |            |
|---------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| PRODUTO:      | OLEO MINERAL INGAMED 100ML          | INSPEÇÃO:     | 008106     |
| APRESENTAÇÃO: | Cada caixa contém 1 frasco de 100ml | LOTE:         | 25040231   |
| DT. PRODUÇÃO: | 14/04/2025                          | DT. VALIDADE: | 14/04/2026 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USO INDICADO            | Indicado para prevenir a evaporação e alteração do pH e da osmolaridade nos procedimentos de reprodução assistida.                                                                                                                               |
| APLICAÇÃO               | Utilizado para cobrir o meio. Recomendado para manipulação e culturas de células em volumes reduzidos, onde as alterações de osmolaridade e pH são críticas.                                                                                     |
| ARMAZENAMENTO           | Armazenar os recipiente fechados, protegidos da luz, entre 2 e 8 °C.                                                                                                                                                                             |
| MATERIA PRIMA E INSUMOS | Os materiais utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação. |

| ANÁLISES E RESULTADOS  |                                      | ESPECIFICAÇÃO                              | RESULTADO |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| ANALISE BIOLOGICA      | Bioensaio com embriões de camundongo | Taxa de blastocistos = 80%                 | 95%       |
| ANALISE FISICO QUIMICA | Aparência                            | Límpida                                    | CONFORME  |
| ANALISE FISICO QUIMICA | Material particulado                 | Ausente                                    | CONFORME  |
| ANALISE MICROBIOLOGICA | Esterilidade                         | Ausência de bactérias, bolores e leveduras | CONFORME  |
| ANALISE MICROBIOLOGICA | Endotoxina                           | <= 0,5 UE/ml                               | CONFORME  |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| RESPONSÁVEL ANÁLISE:     | GEAN    |
| RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA: | LUISMAR |